


連携機器ブランド



連携イメージ



導入施設より一部抜粋



URL: <https://dfree.co.jp/>

☎ 03-5459-1295

平日10:00~17:00 土日祝日、年末年始を除く

care@dfree.co.jp



お問い合わせ:高松帝酸株式会社 087-822-5222 担当: 山本 お近くの四国内・営業所へおつながります

Free

尿のたまり具合が見えると、排尿のタイミングがわかる

だから、業務負担を軽減できる



無料トライアル
取付中!

さらに薄く・軽くなりました!

わずか
20g

[illegible]

DFree
とは

尿のたまり具合を見える化し、排尿を予測する機器

特定地域利用に限定されており、在宅でもご利用いただけます


しくみ

超音波センサーで
尿のたまり膀胱を
常時モニタリング




機能

point 01 モニタリング 尿のたまり具合を10段階で表示



point 02 分析 排尿傾向・活動傾向を分析


排尿傾向分析



トイレ誘導の目安：11:00
おむつ交換の目安：13:00

尿がたまっている
傾向&排尿傾向を
見える化

活動傾向分析



排尿パターンを
データ化することで
ケア介入数、
必要な処置を削減

DFreeの活用と効果

※10施設の実験結果より抽出

ご利用者さま



快適性が向上

職員さま



業務負担が軽減

施設さま




経済的負担が軽減

尿のたまり具合	トイレ誘導回数	トイレ誘導回数	おむつ交換回数
平均2.5回/日減少	平均2.1回/日減少	平均0.92回/日減少	平均38%/日削減
平均2.4回/日減少	平均1.0回/日減少	平均2.6回/日減少	サイエス適正化

根拠のあるデータにより経験
値の浅い職員がベテラン職員
に近づく要素になりました！

おむつ交換時間の見直しで衣
類汚染が大幅に少なくな
りました！

今どのくらい尿がたまっ
ているのか数値でわ
かって面白い



夜は失敗することが多
かったけど、気持ちよく
トイレで排尿できてよ
かったです

HPに導入事例を多数掲載中！

詳しい導入事例は
こちら

ケア改善
施設理念に沿った
個別ケアの実践に
つながった！

コスト改善
おむつ費用を40%削減
することができた！

稼働率/採用促進
科学的介護の実践が
施設のアピールポイント
になった！



通信環境

DFreeはBluetoothで中継機と接続し、中継機からWi-Fiまたはddocomo回線を通じてクラウドでデータを伝送します。DFreeで取得した情報は暗号化され、中継機を通じてクラウドサーバーで安全に保管されます。



製品情報

製品仕様	サイズ	重量	使用電池	リチウムイオン電池
幅	63mm	36mm	高さ	21mm
厚さ	20g		動作時間(充電時)	約40時間(充電時約1時間)
防水性	水洗い可能(IPX6/IPX7相当)		動作方式	Bluetooth® LE
推奨環境				
OS	Android (バージョン5.0以上)			
推奨OS	Google Chrome 最新版			
推奨ブラウザ	Chrome 最新版			
推奨OS	Android (バージョン5.0以上)			
推奨OS	Android (バージョン5.0以上)			

製品仕様は変更される場合があります。この情報は2024年5月現在のものです。